

beurer

salud

Prevencción,
diagnóstico
y terapia

Tecnología
Alemana





Tensiómetros

¡Proteja su salud!

TENSIÓMETRO DE MUÑECA BC 32



- Medición del pulso y la presión arterial automática.
- Promedio de todos los valores de medición guardados.
- Promedio de la presión arterial de los últimos 7 días.
- Pantalla bien estructurada.
- 2 x 60 posiciones de memoria.
- Indicador de riesgo.
- Detección de arritmias.
- Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática.
- Aviso en caso de errores de aplicación.
- Indicación de cambio de pilas.

TENSIÓMETRO DE MUÑECA BC 50



- Extraplano y con pantalla XL.
- Medición del pulso y la presión arterial automática en la muñeca.
- Promedio de todos los valores de medición guardados.
- Promedio de la presión arterial de los últimos 7 días.
- Pantalla de gran tamaño y fácil lectura.
- 2 x 60 posiciones de memoria.
- Indicador de riesgo.
- Detección de arritmias.
- Indica fecha y hora con mecanismo de desconexión automática.
- Aviso en caso de errores de aplicación.
- Indicación de cambio de pilas.

TENSIÓMETRO DE MUÑECA BC 85



- Medición del pulso y la presión arterial totalmente automática.
- Incluye interfaz para PC y cable USB.
- Bluetooth® para transmitir los valores medidos al smartphone.
- Promedio de la presión arterial de los últimos 7 días.
- Pantalla de gran tamaño y fácil lectura.
- 2 x 60 posiciones de memoria.
- Indicador de riesgo.
- Detección de arritmias.
- Producto sanitario.
- Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática.
- Aviso en caso de errores de aplicación.
- Indicación de cambio de pilas.

TENSIÓMETRO DE BRAZO BM 26



- Medición del pulso y la presión arterial automática en el brazo.
- Promedio de las 3 últimas mediciones.
- Pantalla de fácil lectura.
- 4 x 30 posiciones de memoria.
- Indicador de riesgo.
- Detección de arritmias.
- Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática.
- Aviso en caso de errores de aplicación.
- Indicación de cambio de pilas.

TENSIÓMETRO DE BRAZO BM 28



- Medición del pulso y la presión arterial automática.
- Promedio de todos los valores de medición.
- Control de posición del brazalete.
- 2 horas de alarma ajustables.
- Pantalla fácil de leer.
- 4 x 30 posiciones de memoria.
- Indicador de riesgo.
- Detección de arritmias.
- Para contornos de brazo de 22 - 42 cm.
- Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática.
- Aviso en caso de errores de aplicación.
- Indicación de cambio de pilas.

TENSIÓMETRO DE BRAZO BM 35



- Medición del pulso y la presión arterial automática.
- Medición rápida.
- Pantalla fácil de leer.
- Promedio de la presión arterial de los últimos 7 días.
- 2 x 60 posiciones de memoria.
- Indicador de riesgo.
- Detección de arritmias.
- Para contornos de brazo de 22 a 36 cm.
- Fecha y hora/mecanismo de desconexión automática.
- Aviso en caso de errores de aplicación.
- Indicación de cambio de pilas.

TENSIÓMETRO DE BRAZO BM 44



- Medición del pulso y la presión arterial automática.
- Botón luminoso de inicio y parada.
- Indicador de riesgo.
- Detección de arritmias.
- Para contornos de brazo de 22 a 30 cm.
- Mecanismo de desconexión automática.
- Aviso en caso de errores de aplicación.
- Indicación de cambio de pilas.
- Pantalla XL de fácil lectura, con retroiluminación azul.
- Brazaletes XL (30 - 42 cm) disponible como accesorio.

TENSIÓMETRO DE BRAZO BM 49



- Medición del pulso y la presión arterial automática en el brazo.
- Con altavoz integrado.
- Volumen regulable, voz desactivable.
- Promedio de la presión arterial de los últimos 7 días.
- Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación azul.
- 2 x 60 posiciones de memoria.
- Indicador de riesgo.
- Detección de arritmias.
- Indicación de fecha y hora.
- Mecanismo de desconexión automática.
- Fuente de alimentación disponible por separado.

TENSIÓMETRO DE BRAZO BM 57



- Medición del pulso y la presión arterial en el brazo.
- Pantalla XL con retroiluminación blanca.
- Bluetooth® para conectar al smartphone.
- Promedio de la presión arterial de los últimos 7 días.
- Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación.
- 2 x 60 posiciones de memoria.
- Indicador de riesgo.
- Detección de arritmias.
- Indicador de fecha y hora
- Mecanismo de desconexión automática.
- Fuente de alimentación disponible por separado.

TENSIÓMETRO DE BRAZO BM 85



- Medición del pulso y la presión arterial automática en el brazo.
- Bluetooth® para transmitir los valores medidos al smartphone.
- Promedio de todos los valores de medición guardados.
- Promedio de la presión arterial de los últimos 7 días.
- Pantalla de fácil lectura con retroiluminación.
- 2 x 60 posiciones de memoria.
- Indicador de riesgo con LED.
- Detección de arritmias.
- Para contornos de brazo de 22 a 42 cm.
- Indicador de fecha y hora.
- Mecanismo de desconexión automática.



Termómetros

Máxima precisión al medir la temperatura.

AGOTADO

TERMÓMETRO DE PUNTA FLEXIBLE FT 15



- Punta extraflexible.
- Tiempo de medición de aprox. 10 seg.
- Técnica de medición por contacto.
- Alarma de fiebre.
- Resistente al agua.
- No contiene mercurio, sin vidrio.
- 1 posición de memoria.
- Mecanismo de desconexión automática.
- Señal acústica al final de la medición.
- Con funda protectora.

TERMÓMETRO DE OÍDO

FT 55



- Termómetro para el oído 3 en 1.
- Apto para toda la familia.
- Limpieza fácil y simple.
- Indicador grande y de fácil lectura.
- Luces de distintos colores para indicar temperaturas.
- Con función de desconexión automática.
- 9 puestos de almacenamiento para un control sencillo.
- Con tapa protectora para punta de medición sensible.
- Con función de desconexión automática.
- Con indicación de cambio de pilas.

TERMÓMETRO SIN CONTACTO FT 90



- Medición sin contacto con la piel.
- Medición en cuestión de segundos.
- Técnica de medición por infrarrojos.
- Alarma de fiebre: a partir de 38 °C.
- Distancia de medición 2 - 3 cm.
- 60 posiciones de memoria (temperatura corporal).
- Mecanismo de desconexión automática.
- Señal acústica al final de la medición seleccionable.
- Pantalla XL de fácil lectura con retroiluminación azul.
- Medición de la temperatura corporal, la temperatura ambiente y la temperatura de superficies.



Glucómetros

Gestión de la diabetes
de un vistazo.

GLUCÓMETRO GL 44



COLORES
DISPONIBLES



- Pantalla grande para mayor facilidad de lectura.
- Tiras reactivas extraanchas.
- Clínicamente probado.
- Cantidad de sangre necesaria: 0,6 μ l.
- Tiempo de medición: aprox. 5 segundos.
- Posiciones de memoria de valores de medición: 480 (fecha, hora).
- Valor promedio de glucemia para: 7, 14, 30 o 90 días.
- Rango de medición: 20-630 mg/dL, 1,1-35,0 mmol/L.
- Producto sanitario.
- Con interfaz de PC.
- Compatible con Diabass y SiDiary.
- Calibrado para plasma.
- Prueba de sangre: sangre total capilar.

GLUCÓMETRO GL 50



- 3 en 1 (aparato medidor, dispositivo de punción, USB plug-in/software integrado).
- Marcado de los valores medidos para controlar mejor la diabetes.
- Tiras reactivas extraanchas.
- Clínicamente probado.
- Valor medio de glucemia para: 7, 14, 30 o 90 días.
- Apto para uso particular.
- Con interfaz para PC.
- Compatible con Diabass y SiDiary.
- Calibrado para plasma.
- Muestra de sangre: sangre total capilar.
- Descarga gratuita del software "beurer HealthManager".



Audífonos

El placer de escuchar
como antes.

AMPLIFICADOR DE AUDIO HA 20



- Adaptación individual al conducto auditivo.
- Ideal para personas con problemas auditivos.
- Ajuste ergonómico detrás de la oreja.
- Amplifica el volumen de todos los sonidos.
- 3 accesorios para la adaptación al conducto auditivo.
- Rango de frecuencias: 200 - 5000 Hz.
- Amplificación: máx. 40 dB.
- Volumen máx. 128 dB.
- Producto sanitario.

AMPLIFICADOR DE AUDIO HA 50



- Extraordinariamente discreto.
- Rango ampliado de frecuencias.
- Adaptación individual al conducto auditivo.
- Ideal para personas con problemas auditivos.
- Ajuste ergonómico detrás de la oreja.
- Amplifica el volumen de todos los sonidos.
- Reproducción silenciosa.
- 3 accesorios para la adaptación al conducto auditivo.
- Rango de frecuencias: 100 - 6000 Hz.
- Amplificación: máx. 40 dB.



Nebulizadores

Tratamiento reconfortante
de las vías respiratorias.

NEBULIZADOR

IH 21



- Tecnología de aire comprimido con compresor.
- Para el tratamiento de las vías respiratorias.
- Un mayor porcentaje de partículas entra en los pulmones.
- Tiempo corto de inhalación.
- Presión de trabajo: aprox. 0,8 - 1,45 bares.
- Amplia gama de accesorios.
- Compartimento para accesorios.
- Se puede desinfectar.
- Grado de atomización: aprox. 0,3 ml/min.
- Funcionamiento con conexión a la red eléctrica.

NEBULIZADOR IH 60



- Tecnología de aire comprimido con compresor.
- Para el tratamiento de las vías respiratorias.
- Un mayor porcentaje de partículas entra en los pulmones.
- Tiempo corto de inhalación.
- Presión de trabajo: aprox. 0,8 - 1,45 bares.
- Amplia gama de accesorios.
- Compartimento para accesorios.
- Se puede desinfectar.
- Grado de atomización: aprox. 0,3 ml/min.
- Funcionamiento con conexión a la red eléctrica.



Oxímetro

Perfecto autocontrol
de la saturación de oxígeno

OXÍMETRO DE PULSO PO 30



- Se puede usar en la práctica de deportes de altura.
- Pantalla a color con 4 perspectivas.
- Luminosidad de la pantalla regulable.
- Indicación gráfica del pulso.
- Pequeño y ligero: para casa y para viajes.
- Mecanismo de desconexión automática.
- Incluye cinta de sujeción y funda para cinturón.
- Medición de la saturación de oxígeno arterial y la frecuencia cardiaca.
- Especialmente indicado para personas con: insuficiencia cardiaca, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, asma bronquial.

beurer

Encuétranos en:

Av. Caminos del Inca N° 257
Tienda N° 149 Santiago de Surco - Lima

 Teléfono: (01) 255 3738

 WhatsApp: 920 198 522 | 965 981 940

Síguenos en:

 Beurer Peru  @beurerperu
ventas@beurer.pe | www.beurer.pe

Representante exclusivo en Perú:

Master Medic S.A.

Av. Caminos del Inca N° 257 Oficina 301 - Santiago de Surco, Lima 15038 - Perú

Tel: +511 256 6000 | +511 372 0209

www.mastermedic.com.pe